



- La estructura principal es de acero inoxidable. Se puede utilizar cualquier inyector bien sea de excipiente acuoso u oleoso.
- Están disponibles 6 tipos de jeringas para dosis de: 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 ó 0,5 ml. Cada jeringa proporciona dosis únicas. Si se quiere cambiar de dosis hay que cambiar de jeringa. La jeringa elegida se instala fácilmente dentro del aparato.
- Al colocar el pollito contra el cabezal del gatillo (sensor), éste envía el pulso a una lógica interna. El aire es conducido al pistón el cual mueve la jeringa hacia delante de tal forma que la aguja se introduce en el pollito para aplicar la dosis deseada. Cuando la aguja se retira, la jeringa se recarga automáticamente.
- Se pueden vacunar de 3000 a 5000 pollitos/hora dependiendo de la pericia y experiencia del operario.
- El aparato dispone de un contador total y otro parcial.



Jeringa Supervax .



Kit de repuestos de jeringa Supervax.

202230. SUPERVAX 5000.

La máquina Vacunadora SUPERVAX 5000 funciona con un compresor de aire a 4,2 bar. Realiza inyecciones subcutáneas muy precisas en el cuello o intramusculares en la pata de pollitos de un día de vida.

202234. JERINGA PARA SUPERVAX - 0,1 ml.

202236. JERINGA PARA SUPERVAX - 0,2 ml.

202237. JERINGA PARA SUPERVAX - 0,25 ml.

202238. JERINGA PARA SUPERVAX - 0,3 ml.

202240. JERINGA PARA SUPERVAX - 0,4 ml.

202241. JERINGA PARA SUPERVAX - 0,5 ml.

Algunos ejemplos de administración de inyecciones

GALLINAS:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
10/10 - 15/10	10/8	-	-

OVEJAS:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
25/12 - 30/15	10/10 - 15/12	-	20/12 - 25/15

LECHONES:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
10/15 - 20/18	-	-	-

CERDOS:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
25/18 - 30/18	10/10 - 15/13	-	30/18
25/20 - 30/20	15/10	-	-

CABALLOS:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
30/12 - 40/15	25/12	-	30/12

TERNEROS:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
30/15 - 35/18	15/15 - 15/18	-	30/18

VACAS:

INTRAMUSCULAR	SUBCUTANEA	INTRAPERITONAL	INTRAVENOSA
35/18 - 35/20	20/18 - 30/18	-	60/20
40/18 - 50/20	-	-	-

- INTRAMUSCULAR.
- ▲ SUBCUTANEA.
- INTRAVENOSA.
- ★ INTRADERMICA.
- ✱ INTRAMAMARIA.
- ✱ RETROMAMARIA.
- ✪ INTRARUMINAL.
- ✿ INTRAPERITONAL.

